

ENDOTOOTH



INŠTRUKCIE K POUŽITIU

Koreňové kanáliky možno preparovať ručnými aj strojovými endodontickými nástrojmi

Materiál simulujúci pulpálne tkanivo je chemicky vymývateľný. Špeciálne granule pre irigačný roztok zasielame k objednávke.

Možnosť obturácie akýmkoľvek spôsobom - pri použití termokondenzačných metód sa pre termoplasticitu materiálu odporúča nastaviť najnižšiu možnú teplotu.

